

FICHA TECNICA

AYUDA DE POSICIONAMIENTO CUSKI BERTIE

Referencia: H10006

EAN: 8053470771194



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bertie es muy versátil y puede usarse individualmente o con Claire nets, se puede usar una o mas bertie para adaptar el nido a las necesidades de cada bebe.

El bertie fue desarrollado por cuski para apoyar el neurodesarrollo del bebe prematuro, se utiliza para apoyar a los bebes en posicion prona, supina y acostada de lado.

SOLO PARA USO HOSPITALARIO.

Características

- Bertie se puede lavar hasta 90° y luego secar en frío.
- Se puede utilizar de varias formas con el Claire nest.
- También se puede crear un nido casero usando varios berties juntos como delimitación.



Composición del producto

- El producto está hecho de algodón cepillado suave y relleno con cuentas especiales polietileno PE que permite que Bertie se moldee alrededor del cuerpo del bebé.
- Cada Bertie pesa 505 gramos.

Estas ilustraciones nos muestran como usar BERTIE con Claire Nest.

Los tamaños de los nidos se proporcionan solo como guía, por lo tanto, cada bebe debe ser evaluado individualmente y se debe elegir un nido del tamaño adecuado para sus necesidades .

